

ACCUPLUS



## Promotion ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ทุกรุ่น แถมฟรี

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ  
รุ่น testo 175-T3 พร้อมสาย Thermocouple

เงื่อนไข  
- ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566  
- บอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่น ของแถม หรือเปลี่ยน  
เป็นส่วนลดเงินสดได้



		ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Laboratory Incubator		ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ Laboratory Refrigerator			
คุณลักษณะ	Model	Smart i250S	Smart i250DS	R950	R1400	P701i	P1010i
ขนาดบรรจุ (ลิตร)		260 (9 คิว)	260 (9 คิว)	950 (33 คิว)	1440 (50 คิว)	700 (24 คิว)	1000 (35 คิว)
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ		0-40 °C	0-40 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C
ระบบควบคุมการทำงาน		Microprocessor Controller	Microprocessor Controller	Microprocessor Controller	Microprocessor Controller	Programable Controller	Programable Controller
จอภาพแสดงผล		LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง	LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง	LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง	LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง	LED	LED
ค่าความถูกต้องในการอ่านค่าอุณหภูมิ (Stability)		±1°C	±1°C	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C
สัญญาณเตือน		แสง / เสียง	แสง / เสียง	แสง / เสียง	แสง / เสียง	เสียง	เสียง
ประตู		กระจกใส / 1 ประตู	บานทึบ / 1 ประตู	กระจกใส / 2 ประตู	กระจกใส / 3 ประตู	กระจกใส / 2 ประตู	กระจกใส / 3 ประตู
ชั้นวาง		4	4	5x2	5x3	5x2	5x3
ขนาดภายนอก กxลxส มม.		560x600x1695	560x600x1695	1200x690x2050	1800x680x2050	1100x600x2000	1650x600x2000
ขนาดภายใน กxลxส มม.		490x480x1100	490x480x1100	1110x600x1445	1710x600x1450	1020x510x1350	1570x510x1340

• BOD incubator • Pharmacy • Chemistry

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ  
ลูกค้าอุตสาหกรรมยา : คุณพรรณธิดา โทร. 063-902-9892  
ลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป : คุณพนิชรัตน์ โทร. 092-282-3339  
ลูกค้าภาคตะวันออก : คุณลัดดาวัลย์ โทร. 092-248-9991

หน่วยงานราชการ : คุณนันทน์กมล โทร. 092-282-3223  
สถาบันการศึกษา : คุณสาธิตา โทร. 092-282-3335  
ตัวแทนจำหน่าย : คุณฤทัยรัตน์ โทร. 092-282-3330  
หรือ Line ID : @entech

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชัน จำกัด

17/121 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
Tel : 0-2779-8888 Fax : 0-2779-8899 Email : info@entech.co.th  
[www.entech.co.th](http://www.entech.co.th)



**ENTECH**  
Where Solutions Begin